

Direttore: Dott. Gian Franco Pammolli

Telefono: 0543 294208 - Fax: 0543 294249 - e-mail: laboratorio@sanmarino.it
 Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008



sterno

Richiesta n° **33/001709**
 Data di accettazione: **26/01/2016 8.45.14**
 Referto chiuso il: **26/01/2016 13.35.21**

ISS: 148001

Sig.ra **SAVORETTI SYLVIA S.S.**

VIA ROVELINO, 21

47890 SAN MARINO (SM)

Data di nascita: 01/01/1952

Esame / Metodica - Strumentazione	Esito	U.d.M.	Valori di riferimento	Validato
Creatinina Chimico su DXC	0,72	mg/dl	[0,4 - 1,0]	Passo OK
GOT - AST Chimico su DXC	24	U/l	[1 - 31]	Passo OK
GPT - ALT Chimico su DXC	24	U/l	[1 - 35]	Passo OK
Gamma GT Chimico su DXC	58 *	U/l	[5 - 50]	Passo OK
Fosfatasi alcalina Chimico su DXC	103 *	U/l	[32 - 91]	Passo OK
Bilirubina totale Chimico su DXC	0,60	mg/dl	[0,2 - 1,2]	Passo OK
Acido urico Chimico su DXC	4,2	mg/dl	[2 - 6,8]	Passo OK
Colesterolo Chimico su DXC	339 *	mg/dl	[100 - 200]	Passo OK
Trigliceridi Chimico su DXC	180 *	mg/dl	[< 150]	Passo OK
Amilasi Chimico su DXC	147 *	U/l	[27 - 131]	Passo OK
Lipasi Chimico su DXC	66 *	U/l	[22 - 51]	Passo OK
Sodio ISE su DXC	140	mEq/l	[136 - 144]	Passo OK
Potassio ISE su DXC	3,97	mEq/l	[3,6 - 5,1]	Passo OK
Calcio ISE su DXC	4,76	mEq/l	[4,4 - 5,15]	Passo OK
Magnesio Chimico su DXC	1,6	mEq/l	[1,6 - 2,6]	Passo OK
Ferro Chimico su DXC	92	µg/dl	[28 - 170]	Passo OK
Ferritina CMA su DXT	118,2	ng/ml	[11,0 - 306,0]	Passo OK
Proteina C reattiva Turbidimetria su DXC	0,22	mg/dl	[0,00 - 1,00]	Passo OK
TSH-S CMA su DXC	2,691	µIU/ml	[0,340 - 5,600]	Passo OK



Direttore: Dott. Gian Franco Pantini

Telefono: 0549 994208 - Fax: 0549 994799 - e-mail: laboratorio@isss.sm
Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Esterno

Richiesta n° **33/015550**
Data di accettazione: **27/04/2016 8.50.36**
Referto chiuso il: **27/04/2016 11.50.46**

Sig.ra **Savonera Silvia**

VIA GIOVANNINO, 21

47890 SAN MARINO (SM)

Esame / Metodica - Strumentazione	Esito	U.d.M.	Valori di riferimento	Validat
Creatinina Chimico su DXC	0,80	mg/dl	[0,4 - 1,0]	Valid
GPT - ALT Chimico su DXC	21	U/l	[1 - 35]	Valid
Gamma GT Chimico su DXC	29	U/l	[5 - 50]	Valid
Colesterolo Chimico su DXC	238 *	mg/dl	[100 - 200]	Valid
Colesterolo HDL Chimico su DXC	48	mg/dl	[29 - 89]	Valid
Colesterolo LDL Chimico su DXC	142 *	mg/dl	Valori raccomandati: Paz. in terapia con statine: <100 Ottimale: < 129 Moderatamente alto: 130-159 Alto: > 160	Valid
Trigliceridi Chimico su DXC	169 *	mg/dl	[< 150]	Valid
Creatinofoschinasi (CK) Chimico su DXC	103	U/l	[26 - 140]	Valid
Proteina C reattiva Turbidimetria su DXC	0,18	mg/dl	[0,00 - 1,00]	Valid
IgE sieriche totali LA su Immulite	4,5	UI/ml	[< 120,0]	Valid

Il responsabile